












Méthodes d'emballages des culots globulaires, produits plaquettaires et produits stables

SCÉNARIOS D'EMBALLAGE DES PRODUITS LABILES, STABLES ET DU LAIT MATERNEL

✚ Pour copie papier seulement : Le document original est approuvé avec signature numérique sous la responsabilité de CFA.

	Transport à température contrôlée Camions (2 à 24°C) : DÉLAI 12H MAXIMUM		Taxi : DÉLAI 10H MAXIMUM		Transport à température non contrôlée Autobus, avion, camion, taxi, transport assumé par le CH : DÉLAI 24H MAXIMUM	
PRODUITS LABILES	1. Culots globulaires  Boîte : Polymos I-1225 Capacité maximale : 16 culots globulaires Phase 5 : 2 plaques (2 S)	2. Produits plaquettaires  Boîte : Polymos I-1225 Capacité maximale : 8 produits plaquettaires 8 granulocytes par aphérèse Phase 22 : 4 plaques (2 S, 2 L)	5. Culots globulaires  Boîte : Polymos I-1225 Capacité maximale : 8 culots globulaires Phase 5 : 7 plaques (4 S, 3 L)	7. Produits plaquettaires  Boîte : Polymos I-1225 Capacité maximale : 2 produits plaquettaires 2 granulocytes par aphérèse Phase 22 : 8 plaques (4 S, 4 L)	11. Culots globulaires  Boîte : VIP Capacité maximale : 10 culots globulaires Phase 5 : 7 plaques (4 S, 3 L)	12. Produits plaquettaires  Boîte : VIP Capacité maximale : 8 produits plaquettaires 8 granulocytes par aphérèse Phase 22 : 8 plaques (3 S, 5 L)
	AUTRES	3. Produits stables à 4°C  Boîte : Polymos I-1225 Phase 5 : 4 plaques (4 S)	4. Produits stables à 4°C  Boîte : Polymos X-2910 Phase 5 : 8 plaques (8 S)	13. Produits stables 4°C Echantillons Lait maternel (Envoi LSPQ)  Boîte : VIP Phase 5 : 8 plaques (4 S, 4 L)	14. Produits stables 22°C  Boîte : VIP Phase 22 : 4 plaques (2 S, 2 L)	16. FLOSEAL 22°C  Boîte : Polymos X-2910 Phase 22 : 12 plaques (4 S et 8 L)



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

Méthodes d'emballages des culots globulaires, produits plaquettaires et produits stables

Une quantité minimum de 3 kg de glace sèche est requise par boîte d'emballage.

Une boîte peut contenir :

Envoi par camion réfrigéré – 3 kg glace sèche	
Type de produits	Quantité maximale
Plasma congelé	6
Surnageants de cryoprécipités	6
Cryoprécipités	10

Les produits peuvent être combinés jusqu'à un maximum équivalent à la quantité la plus petite énumérée précédemment.

Par exemple :

Un maximum de 6 produits lorsque les plasmas congelés, |
surnageants de cryoprécipités et/ou cryoprécipités sont combinés

Une quantité minimum de 5 kg de glace sèche est requise par boîte d'emballage.

Une boîte peut contenir :

Envoi <u>AUTRES</u> que camion réfrigéré, – 5 kg glace sèche	
Type de produits	Quantité maximale
Plasma congelé	6
Surnageants de cryoprécipités	6
Cryoprécipités	8

Les produits peuvent être combinés jusqu'à un maximum équivalent à la quantité la plus petite énumérée précédemment.

Par exemple :

un maximum de 6 produits lorsque les plasmas congelés, surnageants
de cryoprécipités et/ou cryoprécipités sont combinés